

# PARA AISLAMIENTO DE ÁCIDOS NUCLEICOS

## PreTect® X

N.º de producto: 111001 (96 aislamientos),  
111002 (960 aislamientos), 111004  
(órdenes por volumen)



LYSIS

Sil

WB1

WB2

WB3

EluB



REF 111001

LOT X00XXYY

202Y-MM-DD



### PreTect AS

Ustadhagan 8 | N-3490 Klokkarstua | Norway  
Tel: +47 32 79 88 00 | [www.pretect.no](http://www.pretect.no)  
E-mail: [pretect@pretect.no](mailto:pretect@pretect.no)



PRETECT | by | MEL-MONT MEDICAL, Inc.

## DESCRIPCIÓN

**PreTect X** es un kit que utiliza el método Boom para aislar (purificar y concentrar) ácidos nucleicos totales (ARN/ADN) de muestras biológicas antes del ensayo de amplificación posterior. (Validado para su uso con los productos de la línea PreTect SEE y PreTect HPV-Proof).

### CE IVD

Incluye sílice magnética, tampones de lavado 1, 2, 3 y tampón de elución. **El tampón de Lisis se vende por separado.**

Nota: Es necesario añadir etanol al tampón de lavado 2 de PreTect X antes de usarlo.